

### Расходные материалы к установкам обратного осмоса DRO серии MicroCell

№	Наименование товара	Назначение	Частота замены	Примечание
1.	<b>Фильтр механической очистки LMF</b>	Микрофильтрация (5мкм)	3 месяца	По истощению ресурса 6000л или 3-х месяцев в зависимости что наступит ранее.
2.	<b>Фильтр с гранулированным углём DAC</b>	Удаление активного хлора и остаточной органики	3 месяца	По истощению ресурса 6000л или 3-х месяцев в зависимости что наступит ранее.
3.	<b>Фильтр с активированным углём DACC</b>	Удаление активного хлора и остаточной органики	3 месяца	По истощению ресурса 6000л или 3-х месяцев в зависимости что наступит ранее.
4.	<b>Обратноосмотический элемент DRO-12</b>	Обессоливание воды	1-3 года	В зависимости от производительности фильтра установки
5.	<b>Ионообменный фильтр DSM</b>	Глубокая деионизация воды	Через 1,5м3	По индикатору проводимости (более 1 мкСм)
6.	<b>Ионообменный фильтр DSM-uwr</b>	Финишная деионизация для получением сверхчистой воды	Через 1,5м3	По индикатору проводимости (менее 16 МОм)
7.	<b>Стерилизующий микрофильтр DMK-W</b>	Финишная фильтрация деионизированной воды 0,22 мкм	6 месяцев	Замена строго по времени
8.	<b>Стерилизующий микрофильтр DMK-A</b>	Стерилизующий дыхательный микрофильтр 0,22 мкм	6 месяцев	Замена строго по времени
9.	<b>УФ лампа с длиной волны 250 нм</b>	Снижение ТОС	12 месяцев	Замена строго по времени